

REF: BTMC2

MÁSCARA CIRÚRGICA TIPO IIR SURGICAL MASK | MASQUE CHIRURGICAL

USO ÚNICO | NON REUSABLE | NON RÉUTILISABLE

INSTRUÇÕES | INSTRUCTIONS | MANUEL D'UTILISATIONS



PT Antes de utilizar lave bem as mãos e verifique se a máscara não está danificada!
EN Wash your hands before wearing a mask and make sure it is not damage!
FR Lavez-vous les mains avant de porter un masque et assurez-vous qu'il n'est pas endommagé!

PT

1. Certifique-se que o lado azul fica para fora.
2. Coloque para cima a zona do clip nasal e encoste à cana do nariz.
3. Prenda os elásticos nas orelhas.
4. Certifique-se que cobre a boca e o nariz totalmente.
5. Pressione o clip nasal de forma a ajustar-se ao nariz.

EN

1. Ensure the blue side faces outwards.
2. Locate the plastic strip and place it on the nose bridge.
3. Secure the strings behind your ears.
4. Cover mouth and nose fully, making sure there are no gaps.
5. Press the nose clip to fit perfectly the shape of your face.

FR

1. Assurez-vous que le côté bleu est sorti.
2. Placez la zone du clip nasal vers le haut et touchez le bout du nez.
3. Fixez les élastiques aux oreilles.
4. Assurez-vous de vous couvrir complètement la bouche et le nez.
5. Appuyez sur le clip nasal pour l'adapter au nez.

Armazenagem | Storage | Stockage

Recomenda-se armazenagem à temperatura ambiente, em local seco e arejado.
Storage at room temperature in a dry and ventilated place is recommended.
Un stockage à température ambiante, dans un endroit sec et ventilé, est recommandé.

Utilizadores | Users | Utilisateurs

Profissionais de saúde e doentes | Medical Use | Usage Médical

